

# Weiche Kontaktlinsen • Pflegeanleitung • Kombi-Lösung



## 1. Händewaschen

Jedes Mal bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren, waschen Sie sich gründlich die Hände mit Seife und trocknen sie ab.

Anschließend Linsen einzeln vom Auge abnehmen.



## 2. Manuelle Reinigung

Geben Sie einige Tropfen der Lösung auf jede Seite der Kontaktlinse. Reiben Sie sie für 15 Sekunden sanft von der Mitte bis zum Rand.



## 3. Abspülen


Spülen Sie jede Seite der Kontaktlinse für mindestens 5 Sekunden mit ihrer Lösung ab, um Ablagerungen zu entfernen.



## 4. Behälter füllen


L = links, R = rechts\*. Füllen Sie diese mit frischer Lösung bis zur Markierung und schließen Sie den Behälter.

Linsen nicht einklemmen!



## 5. Desinfektion

Belassen Sie die Linsen über Nacht in der Lösung. Sie können die Linsen direkt aus der Lösung aufs Auge setzen. Den Behälter mit heißem Wasser spülen, ausschütteln und mit offenem Deckel bis zum Abend stehen lassen.



## 6. Aufbewahrung

Sie können Ihre Kontaktlinsen im geschlossenen Behälter bis zu 7 Tage lang aufbewahren.

Danach müssen die Linsen erneut abgespült und desinfiziert werden, bevor sie getragen werden können.

**Allein durch das Reiben und Abspülen wird ein Großteil der Keime auf der Linse abgetötet!**

\*Sollte Ihre All-In-One Lösung einen becherförmigen Behälter beinhalten, verfahren Sie bitte entsprechend.